


CIENCIA EN FOCO

Acícula de pino



Corte transversal realizado con micró-
mo de rotación (ver página 30). Se realizó
una tinción combinada con los coloran-
tes safranina y Fast Green, que permite
distinguir entre células con paredes
lignificadas (rojo) y células no lignificadas
(verde-azulado).

Foto: Microscopio Leica DM 500,
aumento 100x.

CAROLINA CAMILIÓN
UNTDF
carocamilion@untdf.edu.ar

NOELIA PAREDES
UNTDF